



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde



INFORMAÇÕES DE TESTE RAPIDO
E SISLOGLAB FORMULA INFANTIL E
PRESERVATIVO

TESTE RAPIDO



Possíveis causas de **resultados falsos** relacionados a condição do indivíduo:

1. Vacina recente contra influenza A-H1N1
2. Hemodialisados e/ou terapia com interferon
3. Doenças autoimunes
4. Gestante
5. Transferência de anticorpos de mãe para filho
6. Hepatopatias
7. Múltiplas transfusões de sangue
8. Paciente em terapia antirretroviral
9. Sistema imunológico comprometido
10. Indivíduos imunosilenciosos
11. Realização do teste na janela diagnóstica

Fluxo de informação das intercorrências com Testes Rápidos



Unidade de Saúde

- 1- Preencher o formulário padrão (um por ocorrência);
- 2- Encaminhar o formulário para o SAC da empresa com cópia para referência técnica estadual/capital;
- 3- Registrar o número de protocolo do chamado.
- 4- Segregar 10 amostras do kit do(s) lote(s) em questão, caso necessário recolhimento para análise.

Estado/Capital

- 1- Analisar a ocorrência e entrar em contato com o serviço para verificação da rotina e armazenamento dos testes;
- 2- Dar orientações para o desfecho do diagnóstico do paciente, se necessário;
- 3- Acompanhar a devolutiva da empresa ao serviço sobre o chamado.
- 4- Apontar a necessidade de visitas de assessorias técnicas e acompanhar, quando possível.

Ministério da Saúde


- 1- Analisar mensalmente os relatórios dos chamados;
- 2- Realizar fonoconferências mensais com os todos fornecedores;
- 3- Acompanhar a devolutiva da empresa ao serviço sobre o chamado.
- 4- Apontar a necessidade de visitas de assessorias técnicas;

Modelo formulário não conformidade de teste rápido




Informações sobre a aplicação do teste rápido - TR			
Teste de triagem data (/ /)		Preencher somente para realização de T2 para HIV data (/ /)	
Teste de triagem	() HIV_Bioeasy () HIV_Bioclin () HIV_DPP Fluido oral Biomanguinhos () HIV_DPP punção digital Biomanguinhos () Sífilis () HBV () HCV	Teste 2	() HIV_Bioeasy () HIV_Bioclin () HIV_DPP Fluido oral Biomanguinhos () HIV_DPP punção digital Biomanguinhos
Amostra utilizada: () Fluido oral () Sangue total por punção digital () Sangue total por venopunção em tubo com anticoagulante. Qual anticoagulante? _____ () Plasma. Qual anticoagulante? _____ () Sangue total por venopunção em tubo sem anticoagulante. () Soro		Amostra utilizada: () Sangue total por punção digital () Sangue total por venopunção em tubo com anticoagulante. Qual anticoagulante? _____ () Plasma. Qual anticoagulante? _____ () Sangue total por venopunção em tubo sem anticoagulante. () Soro	
Data de validade do kit _____ Data de fabricação do kit _____ nº de lote do kit _____		Data de validade do kit _____ Data de fabricação do kit _____ nº de lote do kit _____	
Apareceu a linha do controle do teste?) Sim () Não		Apareceu a linha do controle do teste? () Sim () Não	
Resultado () reagente () não-reagente		Resultado () reagente () não-reagente	
Responder somente em caso que o teste de triagem for de HIV			
Intensidade da linha do HIV1: () forte () fraca		Intensidade da linha do HIV1: () forte () fraca	
Intensidade da linha do HIV2: () forte () fraca		Intensidade da linha do HIV2: () forte () fraca	
Anexar foto: () sim () não		Anexar foto: () sim () não	
Execução do teste rápido (responder como ocorreu a execução do teste)			
1. Qual coletor foi utilizado para alíquotar a amostra?		() pipeta capilar do kit	() micropipeta () não informado
2. Quantas gotas da solução tampão/diluente foram adicionadas? _____			
3. Qual foi o tempo de leitura do teste? _____			
5. A área teste apresentou-se borrada?		() sim	() não () não informado
Execução de testes laboratoriais			
Foi realizado teste(s) laboratorial(ais) com amostras do mesmo paciente?		() Sim	() Não () Não informado
Quais testes e seus respectivos resultados?			
Teste: _____	Resultado: _____	Data: _____	
Teste: _____	Resultado: _____	Data: _____	
Teste: _____	Resultado: _____	Data: _____	

TELELAB E AEQ



- O que são IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)
- Característica das principais IST
- Revisando conceitos sobre testes rápidos
- Sensibilidade X Especificidade
- Fluxogramas para diagnóstico
- Situações Pré e Pós teste



Avaliação Externa da Qualidade para Testes Rápidos

SISLOGLAB



ALGUMAS MUDANÇAS QUE IRAO ACONTECER GRADATIVAMENTE.

- ACRESCENTAR O NOME CAIXA AO LADO DE KIT NO MAPA
- MUDANÇA NOS RELATORIOS
- VINCULAÇÃO NA REDE DE CAPILARIDADE DO SISLOGLAB

Número de Testes REAGENTES (POSITIVOS)	
Testes rápidos de Triagem Reagentes (POSITIVOS) para HIV (T1) Independente do Fabricante*	Testes rápidos Complementares Reagentes (POSITIVOS) para HIV (T2) Independente do Fabricante*
0	0

LINKS

<http://qualitr.paginas.ufsc.br>

www.aids.gov.br/pt-br/profissionais-de-saude/testes-rapidos.

Considerações finais:



- Data para fechamento do SISLOG
- Rota de entrega do caminhão
- Mapa de Hepatite em aberto

OBRIGADO



Não importa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união.

Autor desconhecido

