

PROTOCOLO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – PARÂMETROS INICIAIS

VENTILAÇÃO

Modo	ventilação assistido controlado
Ciclagem	volume controlado
Volume corrente	6 - 8 ml/Kg de peso ideal Cálculo do peso ideal: homem: $50 + 2,3 (A^* - 60)$ Mulher: $45,5 + 2,3 (A^* - 60)$ *A= Altura em polegadas
PEEP	5 cm H ₂ O
FiO₂	100% e diminuir conforme oximetria de pulso. Saturação 92% a 95%
FR	suficiente para manter o volume minuto necessário para compensação do pH. 12-16 mrpm
Fluxo	manter relação I:E 1:2. Onda decrescente se disponível

Ajustar alarmes de segurança (Pressão de Pico 40cmH₂O)

Manter sincronia paciente - ventilador, iniciar sedação ou aumentar velocidade de infusão se necessário

Manter Pressão de Platô < 30cm H₂O.

Solicitar gasometria arterial

REFERÊNCIAS

Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica – 2013.

ESSE MATERIAL FOI ELABORADO PELA EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DO TRABALHADOR – CURITIBA - PR